

OMRON

オムロン血圧計総合カタログ

上腕式

手首式



All for Healthcare

毎日使うものだから

オムロンの血圧計は、

正しく
測定

かんたん

使い
やすい



ライフスタイルに合わせて選べる3つのタイプ

上腕式 腕帯巻きつけタイプ

医師がすすめる測定方式の血圧計のスタンダード。



上腕式 全自動タイプ

腕を入れるだけのカンタン測定。毎日、手軽に測定したい方に。



手首式

小型で持ち運びに便利。外出先などで血圧を測定したい方に。



正しく
測定

腕の太さや柔らかさに合わせてより正しく測定できる

Intellisense®

血圧測定値は腕の太さ、柔らかさなどさまざまな要因の影響を受けます。独自の血圧測定技術を搭載したオムロンの血圧計は腕の太さ、柔らかさなど、一人ひとりの特徴にあわせた最適な血圧測定をおこないます。これにより、より快適で精度の高い測定を実現します。



かんたん

正しく、かんたんに測定できる

腕にフィットし、ずれを気にせず片手で簡単に巻けるオムロン独自の腕帯「フィットカフ」や、さらに締め付け感を軽減した「e-フィットカフ」など、かんたんに、心地よく測定するための機能や工夫が満載です。



フィットカフ

e-フィットカフ


使い
やすい

お知らせ機能で正しく使いやすい

測定時に腕帯が適切に装着できているかをチェックしてお知らせする「カフぴったり巻きチェック」や、正しく測定できたかどうかを文字やマークでお知らせする機能など、使いやすい機能が満載。



正しく巻けている 巻き方がゆるい



正しい測定のためのアドバイスを表示



あなたの未来のために アプリを使って健康管理。

「OMRON connect」は、機器からBluetooth®で
転送された健康データをグラフや数値で確認・管理できる
スマートフォンアプリです。



「OMRON connect」対応機種

上腕式血圧計

HEM-7511T / HEM-7281T / HEM-7325T / HEM-7271T

手首式血圧計


HEM-6232T

おすすめ機能！

「かんたん血圧日記™」を使ってみましょう

あなたの測定記録から簡単に血圧手帳を作成します。

印刷してかかりつけ医に見せてアドバイスを受けたり、パソコンでの自己管理に活用できます。



警告

スマートフォンと通信をおこなう機器は電池を使用しています。
槽込み型医療機器を装着されている方は、医師の指導のもとご使用ください。

2.4 XX 1

手首式血圧計



おすすめ機能

正確測定サポート機能

手首の太さにあわせて正しく測定

Intellisense®

血圧測定値は手首の太さ、柔らかさなどさまざまな要因の影響を受けます。独自の血圧測定技術を搭載したオムロンの血圧計は手首の太さ、柔らかさなど、一人ひとりの特徴にあわせた最適な血圧測定をおこないます。これにより、より快適で精度の高い測定を実現します。



正しく巻けたか確認できる

カフぴったり巻きチェック


測定のたびにカフが適切に装着できているかをチェックして教えてくれます。



正しい姿勢をお知らせ

測定姿勢ガイド

ランプとハートマークで、手首と心臓の高さをあわせ、正しい測定姿勢へと導きます。正しい姿勢になると青いランプとハートマークでお知らせします。



主な機能

血圧確認機能

測定値が家庭高血圧の基準値* 以上のときに「血圧確認マーク」がお知らせします。



*家庭における高血圧の基準値: 最高135/最低85mmHg以上 (日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014)

サイレント測定

音を大幅に抑えたことにより、オフィスや移動中など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定することができます。



体動お知らせ

測定中に体が動くと「体動マーク」が表示され、姿勢の固定や再測定をお知らせします。



1.5秒クイックスタート

電源オフの状態から測定開始までの起動時間が従来の約半分となり、すぐに測定を開始するので、忙しい朝の時間帯でもすばやく測定できます。

平均値表示

直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を自動計算して表示します。



各機能の対応機種についてはP.27をご参照ください
*Intellisense®はオムロンヘルスケア株式会社の登録商標です。

正しさ 使いやすさ プレミアム

オムロン 自動血圧計
HEM-6232T
オープン価格

NEW



日本製
MADE IN JAPAN

本体質量：約90g(電池含まず)
外形寸法：幅91×高さ63.4×奥行き13.4mm(手首カフ含まず)
対象手首周：13.5～21.5cm
電源：単4形アルカリ乾電池×2(約300回)
医療機器認証番号：230AGBZX00003000
管理医療機器

◎ 挿込み型医療機器を装着されている方は、5ページ下部の「警告」を必ずご確認ください。



正確測定サポート機能

- 手首の太さにあわせて正しく測定
- 正しく巻けたか確認できる
- 正しい姿勢をお知らせ

主な機能

- サイレント測定
- 体動お知らせ
- 血圧確認機能
- 不規則脈波お知らせ
- 1.5秒クイックスタート
- 平均値表示

◎ 「OMRON connect」対応スマートフォンの確認については、裏表紙をご参照ください。

正しさ 使いやすさ プレミアム

オムロン 自動血圧計
HEM-6235
オープン価格

NEW



日本製
MADE IN JAPAN

本体質量：約90g(電池含まず)
外形寸法：幅91×高さ63.4×奥行き13.4mm(手首カフ含まず)
対象手首周：13.5～21.5cm
電源：単4形アルカリ乾電池×2(約300回)
医療機器認証番号：230AGBZX00003000
管理医療機器

正確測定サポート機能

- 手首の太さにあわせて正しく測定
- 正しく巻けたか確認できる
- 正しい姿勢をお知らせ

主な機能

- サイレント測定
- 体動お知らせ
- 血圧確認機能
- 不規則脈波お知らせ
- 1.5秒クイックスタート
- 平均値表示



血圧の状態が確認できる 見やすい大画面モデル

オムロン 自動血圧計
HEM-6180
オープン価格



本体質量：約86g(電池含まず)
外形寸法：幅93×高さ62×奥行き20mm(手首カフ含まず)
対象手首周：13.5～21.5cm
電源：単4形アルカリ乾電池×2(約300回)
医療機器認証番号：230AGBZX00002000
管理医療機器



メモリ機能
1人×
60回

正確測定サポート機能

主な機能

手首の太さにあわせて正しく測定

正しく巻けたか確認できる

サイレント測定

血圧確認機能

1.5秒クイックスタート

体動お知らせ

不規則脈波お知らせ

平均値表示

シンプルで使いやすい

オムロン 自動血圧計
HEM-6162
オープン価格



本体質量：約85g(電池含まず)
外形寸法：幅84×高さ62×奥行き21mm(手首カフ含まず)
対象手首周：13.5～21.5cm
電源：単4形アルカリ乾電池×2(約300回)
医療機器認証番号：230AGBZX00001000
管理医療機器



メモリ機能
1人×
30回

正確測定サポート機能

主な機能

手首の太さにあわせて正しく測定

正しく巻けたか確認できる

サイレント測定

血圧確認機能

1.5秒クイックスタート

体動お知らせ

不規則脈波お知らせ

平均値表示



主な別売品

[交換用腕帯]

			
	交換用の腕帯です。対象腕周22～32cm	交換用の腕帯です。対象腕周17～22cm	交換用の腕帯です。対象腕周32～42cm
品名	標準サイズ腕帯	細腕用腕帯	太腕用腕帯
型式	HEM-CUFF-R24GY *1	HEM-CUFF-S24GY *1	HEM-RML31
メーカー希望小売価格	¥2,000(税別)	¥2,000(税別)	¥2,000(税別)
対応機種	HEM-7122 HEM-7133	HEM-7122 HEM-7133	HEM-7122 HEM-7133
JANコード	4975479408151	4975479408175	4975479409721

		
	交換用の腕帯です。対象腕周17～36cm	交換用の腕帯です。対象腕周17～36cm
品名	e-フィットカフ	フィットカフ
型式	HEM-F5M50	HEM-FM31
メーカー希望小売価格	¥3,000(税別)	¥2,000(税別)
対応機種	HEM-7511T	HHEM-7271T/HEM-7281T HEM-7313/HEM-7325T HEM-8713
JANコード	4975479409707	4975479409691

[その他オプション]

		
品名	ACアダプタ	ACアダプタ(N) (60100H1000SW)
型式	HHP-AM01	HEM-AC-N
メーカー希望小売価格	¥2,500(税別)	¥2,500(税別)
対応機種	HEM-7122/HEM-7133 HEM-7271T/HEM-7281T HEM-7313/HEM-7325T HEM-7511T/HEM-8713	HEM-1011 HEM-1021
JANコード	4975479196157	4975479186004

*1 エアプラグは付属しておりません。お手元のエアプラグを再利用ください。

手首式血圧計 比較表

	 <p>アプリでより詳しく血圧管理 ▶P.20</p>	 <p>血圧の変化がひと目でわかる ▶P.21</p>	 <p>血圧の状態が確認できる ▶P.22</p>	 <p>シンプルで使いやすい ▶P.22</p>
商品型式名	HEM-6232T	HEM-6235	HEM-6180	HEM-6162
メーカー希望小売価格(税別)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
メモリ(記憶機能)	2人×100回	2人×100回	1人×60回	1人×30回
OMRON connect 対応	●	—	—	—
腕帯タイプ	巻きやすい薄型カフ (対象手首周:13.5~21.5cm)	巻きやすい薄型カフ (対象手首周:13.5~21.5cm)	ぴったりフィットするカフ (対象手首周:13.5~21.5cm)	ぴったりフィットするカフ (対象手首周:13.5~21.5cm)
サポート機能	手首の太さにあわせて 正しく測定	●	●	●
	正しく巻けたか 確認できる	●	●	●
	正しい姿勢をお知らせ	●	●	—
主な機能	体動お知らせ	●	●	●
	サイレント測定	●	●	—
	不規則脈波お知らせ	●	●	●
	血圧確認機能 ^{※1}	●	●	—
	1.5秒クイックスタート	●	●	●
その他の機能	平均値表示 (直近10分以内の最大3回分)	●	●	—
	時計機能	●	●	—
対応スマートフォン	iPhone・Android (Bluetooth [®])対応 ^{※2}	—	—	—
外形寸法(幅×高さ×奥行)	91×63.4×13.4mm (手首カフ含まず)	91×63.4×13.4mm (手首カフ含まず)	93×62×20mm (手首カフ含まず)	84×62×21mm (手首カフ含まず)
本体質量	約90g(電池含まず)	約90g(電池含まず)	約86g(電池含まず)	約85g(電池含まず)
測定精度	(圧力)/±3mmHg以内、(脈拍数)/読み取り数値の±5%以内			
電源	単4形アルカリ乾電池×2個			
電池寿命(目安)	約300回			
付属品	お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書			
販売名	オムロン 手首式血圧計 HEM-6230シリーズ	オムロン 手首式血圧計 HEM-6180シリーズ	オムロン 手首式血圧計 HEM-6160シリーズ	オムロン 手首式血圧計 HEM-6160シリーズ

※1 早朝高血圧確認機能を含む ※2 対応スマートフォンの確認については、裏表紙をご参照ください。



注意

高血圧症、糖尿病、腎臓病、動脈硬化、末梢循環器障害などがある場合、手首の血圧値と上腕血圧値に大きな差がでることがあります。先の上腕式血圧計をご購入されることをおすすめします。

「OMRON connect」は、Appleのヘルスケア
やその他健康管理アプリにもつながります。

対応スマートフォンの確認についてはこちら
<https://www.omronconnect.com/devices/>

「OMRON connect」についてさらに詳しい情報はこちら
<https://www.omronconnect.com/>



※お断りなく機器やサービスの仕様を変更することがありますので、ご了承ください。※対応機器は随時更新しています。※AndroidはGoogle Inc.の商標、または登録商標です。
※Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、BluetoothSIG, Inc.が所有する登録商標であり、オムロンヘルスケア(株)は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
※iPhoneはApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

△安全に関するご注意

- 測定結果の自己判断はしないでください。症状の悪化につながる場合があります。治療は医師の指導に従ってください。
- ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しく安全にお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するものがあります。お買い上げの販売店にご確認ください。
- 商品には安全にお使い頂くための注意シールが貼ってあるものがあります。

ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

※改良のため、断わりなく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

※商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。

お知らせ

ごまれに体質上誤差を生じて、正しく測れないことがあります。医師にご相談ください。

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文は

オムロンヘルスケア お客様サポート

<https://www.healthcare.omron.co.jp/support/>

オムロン お客様サービスセンター

TEL 0120-30-6606 (通話料無料) FAX 0120-10-1625 (通話料無料)

受付時間9:00~19:00(祝日を除く月~金)

〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370 ※都合により、お休みや受付時間の変更をさせていただく場合があります。



お問い合わせ、ご用命は…